



Spine Retractor Set

SL-Retraktor und Distraktionsset (ACF/MCC)
SL-Spine Retractor and Distraction Set (ACF/MCC)





Ihre Adresse für chirurgisches Qualitätsinstrumentarium "Made in Germany", hergestellt an unserem Standort in Emmingen bei Tuttlingen.

medicalbees steht für höchste Qualität, Schnelligkeit und Effizienz. Wir finden für Sie die technisch und wirtschaftlich optimalste Lösung.

Höchste Qualität zu fairen Preisen. Sprechen Sie uns an, um das komplette medicalbees Produktprogramm kennenzulernen!

Weitere Informationen erhalten Sie auf medical-bees.de oder per E-Mail über sales@medical-bees.de.

Your address for surgical quality instruments "Made in Germany", manufactured at our site in Emmingen near Tuttlingen.

medicalbees stands for highest quality, speed and efficiency. We will find the technically and economically optimal solution for you.

Highest quality at fair prices. Contact us to get to know the complete medicalbees product range!

For further information please visit: medical-bees.de or by e-mail at sales@medical-bees.de.

1 SL-Set (ACF)	3
<i>SL-Set (ACF)</i>	
2 SL ACF Komponenten	4-8
<i>SL ACF Components</i>	
3 SL ACF Setzusammenstellung	9
<i>SL ACF Set Configuration</i>	
4 SL-Set (MCC)	10
<i>SL-Set (MCC)</i>	
5 SL MCC Komponenten	11-14
<i>SL MCC Components</i>	
6 SL MCC Setzusammenstellung	15
<i>SL MCC Set Configuration</i>	

made in GERMANY

SL-Retraktor und Distraktionsset (ACF/MCC)

SL-Spine Retractor and Distraction Set (ACF/MCC)

Das neue SL-Set: Retraktor und Distraktionsset für anteriore Zervikalchirurgie (ACF) und Lumbarretraktion (MCC)

- Komplettes Set im Siebkorb verfügbar
- Optimale Exponierung
- Farbmarkierung der Valven mit signierter Tiefenangabe und farbigem Tiefenmeßstab zur einfachen Auswahl und Anwendung der Valven.
- Alle Setkomponenten werden in speziell entwickelten Sets mit beschichteten Aufnahmen gelagert
- Retraktoren aus Edelstahl und Valven aus Aluminium
- Alle Komponenten auch einzeln erhältlich

The new SL-Set: Spine Retractor and Distraction Set for anterior cervical fusion (ACF) and lumbar retraction (MCC)

- Complete set available in tray
- Optimal exposure
- Color-coded blades with depth marking for ease of use together with colored depth gauge
- All set components to be stored securely in specially designed trays with coated surface to protect instruments
- Retractors stainless steel and blades out of aluminium
- All components also available separately




MB1-10-850-00

SL-Set (ACF), 3 Einsätze inkl. Siebkorb und Deckel, Maße in mm: 540 x 253 x 170
 SL-Set (ACF), 3 inserts incl. tray and lid, dimensions in mm: 540 x 253 x 170



Das neue SL-Set: Retraktion und Distraction für anteriore Zervikalfusion (ACF)

- Optimale Exposition durch Verwendung von Längs- und Querretraktoren mit Doppelgelenk
- Für einseitige und beidseitige Retraktion in einem Set
- Farbkodierte Valven und farbiger Tiefenmessstab zur einfachen Auswahl und Anwendung
- Alle Instrumente werden in 3 Einsätzen mit spezieller Rilsan® Beschichtung für die farbigen Valven gelagert, zum Schutz der Instrumente während Transport und Sterilisation
- Retraktoren aus Edelstahl und Valven aus Aluminium mit spezieller Farbbeschichtung
- Alle Komponenten auch separat erhältlich



The new SL-Set: Spine Retractor and Distraction Set for anterior cervical fusion (ACF)

- *Optimal exposure due to use of longitudinal and transverse double hinged retractors*
- *Allows unilateral and bilateral retraction in one set*
- *Color-coded blades for ease of use together with colored depth gauge*
- *All instruments are stored in 3 inserts with special Rilsan® coating for the coloured blades to protect instrument surface during transport and sterilization*
- *Retractors stainless steel and variety of blades in 5 different designs out of aluminium*
- *All components also available separately*




Spinalspreizer
Spinal distractor

Artikelnummer <i>Article Number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Länge Zahnstange <i>Length tooth bar</i>	Öffnungsweite <i>Opening width</i>
MB1-10-741-15	Caspar rechts, kurz <i>Caspar right, short</i>	110 mm	100 mm
MB1-10-741-20	Caspar rechts, lang <i>Caspar right, long</i>	130 mm	120 mm
MB1-10-741-00	Caspar links, kurz <i>Caspar left, short</i>	110 mm	100 mm
MB1-10-741-05	Caspar links, lang <i>Caspar left, long</i>	130 mm	120 mm


Quer-Retraktor mit Doppelgelenk, seitliche Zuführung
Transverse retractor, double hinged, lateral feed

Artikelnummer <i>Article Number</i>	Öffnungsweite <i>Opening width</i>
MB1-10-850-10	120 mm
MB1-10-850-12	150 mm
MB1-10-850-14	200 mm



MB1-10-850-05

Längs-Sperrer mit Doppelgelenk, seitliche Zuführung, Ringdesign
Longitudinal Retractor Frame lateral feed, ring design


MB1-10-850-20

SL Handgriff für Valven, seitliche Zuführung
SL locking handle for blades, lateral feed



Bohrbuchse mit schwarzem Radelgriff (PPSU)

Drill guide with black Radel handle (PPSU)

Artikelnummer <i>Article Number</i>	Beschreibung <i>Description</i>
MB1-10-744-22	Bohrbuchse für Spinalspreizer Caspar links <i>Drill guide left</i>
MB1-10-744-24	Bohrbuchse für Spinalspreizer Caspar rechts <i>Drill guide right</i>



MB1-10-746-23

Caspar Schraubendreher mit schwarzem Radelgriff (PPSU)

Caspar screwdriver with black Radel handle (PPSU)



Caspar Bohrer

Caspar twist drill

Artikelnummer <i>Article Number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Gesamtlänge <i>Total length</i>	Bohrlänge <i>Drill length</i>	Schaft <i>Shaft</i>
MB1-10-748-02	Caspar Bohrer, lang <i>Caspar twist drill, long</i>	148 mm	14 mm	Ø 8 mm



Messschieber

Caliper

Artikelnummer <i>Article Number</i>	Gesamtlänge <i>Total length</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Messbereich <i>Measuring range</i>
MB1-20-028-20	240 mm	100 mm	0 - 160 mm





Knochenstampfer
Bone tamps

Artikelnummer <i>Article Number</i>	Länge <i>Length</i>	Durchmesser <i>Diameter</i>
MB1-10-851-03	216 mm	Ø 3 mm
MB1-10-851-05	216 mm	Ø 5 mm
MB1-10-851-08	216 mm	Ø 8 mm



MB1-10-850-30

Knochentransplantatzange
Bone graft harvesting forceps



MB1-10-850-40

Knochentransplantathalter, Gesamtlänge 216 mm, Spitze 10 mm
Bone graft holder, total length 216 mm, spike 10 mm



MB1-20-968-94

Siebkorb für SL-Set (ACF), mit 3 Einsätzen und Deckel (ohne Instrumente), Maße in mm: 540 x 253 x 170
Tray for SL-Set (ACF), with 3 inserts and lid (without instruments), dimensions in mm: 540 x 253 x 170













MB1-10-860-60

Farbkodierter Tiefenmessstab
Color coded depth gauge











SL Gewebevalve stumpf, 23 mm breit
SL tissue blade, blunt, 23 mm wide

Artikelnummer Article Number	Tiefe Depth	Farbe Color	Set Set
MB1-10-851-30	30 mm		2
MB1-10-851-35	35 mm		2
MB1-10-851-40	40 mm		2
MB1-10-851-45	45 mm		2
MB1-10-851-50	50 mm		2
MB1-10-851-55	55 mm		2
MB1-10-851-60	60 mm		2
MB1-10-851-65	65 mm		2
MB1-10-851-70	70 mm		2
MB1-10-851-75	75 mm		2



SL seitliche Muskelvalve, kurze Zähne, 23 mm breit
SL lateral blade, short teeth, 23 mm wide









Artikelnummer Article Number	Tiefe Depth	Farbe Color	Set Set
MB1-10-852-30	30 mm		1
MB1-10-852-35	35 mm		1
MB1-10-852-40	40 mm		1
MB1-10-852-45	45 mm		1
MB1-10-852-50	50 mm		1
MB1-10-852-55	55 mm		1
MB1-10-852-60	60 mm		1
MB1-10-852-65	65 mm		1











SL mittlere Muskelvalve, lange Zähne, 23 mm breit
SL medial muscle blade, long teeth, 23 mm wide



Artikelnummer <i>Article Number</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Farbe <i>Color</i>	Set <i>Set</i>
MB1-10-853-30	30 mm		1
MB1-10-853-35	35 mm		1
MB1-10-853-40	40 mm		1
MB1-10-853-45	45 mm		1
MB1-10-853-50	50 mm		1
MB1-10-853-55	55 mm		1
MB1-10-853-60	60 mm		1
MB1-10-853-65	65 mm		1







SL schmale Gewebevalve, stumpf, 14 mm breit
SL narrow tissue blade, blunt, 14 mm wide



Artikelnummer <i>Article Number</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Farbe <i>Color</i>	Set <i>Set</i>
MB1-10-854-35	35 mm		2
MB1-10-854-40	40 mm		2
MB1-10-854-45	45 mm		2
MB1-10-854-50	50 mm		2
MB1-10-854-55	55 mm		2
MB1-10-854-60	60 mm		2

SL schmale Muskelvalve, kurze Zähne, 14 mm breit
SL narrow muscle blade, short teeth, 14 mm wide



Artikelnummer <i>Article Number</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Farbe <i>Color</i>	Set <i>Set</i>
MB1-10-855-35	35 mm		2
MB1-10-855-40	40 mm		2
MB1-10-855-45	45 mm		2
MB1-10-855-50	50 mm		2
MB1-10-855-55	55 mm		2
MB1-10-855-60	60 mm		2



MB1-10-850-00


SL-Set (ACF), Retraktions- und Distraktionsset mit Siebkorb
 SL-Set (ACF), Retractor and Distraction Set with tray

Kategorie Category	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity
Spreizer Retractor	MB1-10-850-05	1
	MB1-10-850-10	1
	MB1-10-741-15	1
	MB1-10-741-20	1
	MB1-10-741-00	1
	MB1-10-741-05	1
	MB1-10-850-20	2
	MB1-10-744-22	1
	MB1-10-744-24	1
	MB1-10-746-23	2
	MB1-10-748-02	2
Instrumente Instruments	MB1-20-028-20	1
	MB1-10-851-03	1
	MB1-10-851-05	1
	MB1-10-851-08	1
	MB1-10-850-30	1
	MB1-10-850-40	1
	MB1-10-860-60	1
Valven Blades	MB1-10-851-30	2
	MB1-10-851-35	2
	MB1-10-851-40	2
	MB1-10-851-45	2
	MB1-10-851-50	2
	MB1-10-851-55	2
	MB1-10-851-60	2
	MB1-10-851-65	2
	MB1-10-851-70	2
	MB1-10-851-75	2
	MB1-10-852-30	1

Kategorie Category	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity
Valven Blades	MB1-10-852-35	1
	MB1-10-852-40	1
	MB1-10-852-45	1
	MB1-10-852-50	1
	MB1-10-852-55	1
	MB1-10-852-60	1
	MB1-10-852-65	1
	MB1-10-853-30	1
	MB1-10-853-35	1
	MB1-10-853-40	1
	MB1-10-853-45	1
	MB1-10-853-50	1
	MB1-10-853-55	1
	MB1-10-853-60	1
	MB1-10-853-65	1
	MB1-10-854-35	2
	MB1-10-854-40	2
	MB1-10-854-45	2
	MB1-10-854-50	2
	MB1-10-854-55	2
MB1-10-854-60	2	
MB1-10-855-35	2	
MB1-10-855-40	2	
MB1-10-855-45	2	
MB1-10-855-50	2	
MB1-10-855-55	2	
MB1-10-855-60	2	
Siebkorb Tray	MB1-20-968-94	1


MB1-10-860-00

SL-Set (MCC), 2 Einsätze inkl. Siebkorb mit Deckel, Maße in mm: 540 x 253 x 100
SL-Set (MCC), 2 inserts incl. tray with lid, dimensions in mm: 540 x 253 x 100


Das neue SL-Set für die lumbare Retraction (MCC)

- Komplettes Set verfügbar im Siebkorb
- Farbkodierte Valven und farbiger Tiefenmessstab zur einfachen Auswahl und Anwendung
- Alle Instrumente werden in 2 Einsätzen mit spezieller Rilsan® Beschichtung für die farbigen Valven zum Schutz der Instrumente während Transport und Sterilisation angeboten
- Retraktoren aus Edelstahl und Valven aus Aluminium mit spezieller Farbbeschichtung
- Alle Komponenten auch separat erhältlich

The new SL Set for Spine Lumbar retraction (MCC)

- *Complete set available in tray*
- *Color-coded blades for ease of use together with colored depth gauge*
- *All instruments are stored in 2 layers with special Rilsan® coating for the coloured blades to protect instrument surface during transport and sterilization*
- *Retractors stainless steel and blades out of aluminium with special color coating*
- *All components also available seperately*






MB1-10-860-05

Retraktor mit Doppelgelenk
Retractor, double hinged



MB1-10-860-50

Verlängerungsstange
Extension bar



MB1-10-860-25

Doppelendiger stumpfer Hebel, Breite 5,6 mm, Gesamtlänge 230 mm
Double ended blunt elevator, distal tip 5.6 mm, total length 230 mm



MB1-10-860-20


Abgewinkelter Manipulationshaken, Arbeitsende Breite 6 mm, Arbeitslänge 127 mm
Angled manipulation hook, distal width 6 mm, working length 127 mm




MB1-10-860-30

Cobb Hebel, Gesamtlänge 270 mm, Breite 19 mm
Cobb elevator, total length 270 mm, width 19 mm





Absaugrohr, gebogen
Suction tube, curved


Artikelnummer <i>Article Number</i>	Durchmesser <i>Diameter</i>
MB1-10-860-40	Ø 1,8 mm / 5 Fr
MB1-10-860-42	Ø 2,4 mm / 7 Fr
MB1-10-860-44	Ø 3,0 mm / 9 Fr
MB1-10-860-46	Ø 4,0 mm / 12 Fr


Kugelprüfspitze, Gesamtlänge: 240 mm
Ball tipped probe, total length: 240 mm

Artikelnummer <i>Article Number</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>	Durchmesser Kugel <i>Diameter ball</i>	Länge Abwinkelung <i>Length angulation</i>
MB1-10-860-10	110 mm	Ø 2,5 mm	4 mm
MB1-10-860-12	110 mm	Ø 2,5 mm	7 mm



MB1-10-860-14


Kegelprüfspitze, Gesamtlänge 240 mm, Arbeitslänge 110 mm, Spitzenlänge 18 mm
Cone tipped probe, total length 240 mm, working length 110 mm, tip length 18 mm

Manipulationshaken, 90°, Gesamtlänge 240 mm
Manipulation hook, 90°, total length 240 mm

Artikelnummer <i>Article Number</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>	Spitzenlänge <i>Tip length</i>
MB1-10-860-16	110 mm	5 mm









MB1-10-860-60

Farbkodierter Tiefenmessstab
Color coded depth gauge









SL breite Muskelvalve, 27 mm breit
SL wide muscle blade, 27 mm wide

Artikelnummer Article Number	Tiefe Depth	Farbe Color	Set Set
MB1-10-861-40	40 mm		2
MB1-10-861-50	50 mm		2
MB1-10-861-60	60 mm		2
MB1-10-861-70	70 mm		2
MB1-10-861-80	80 mm		2







SL schmale Muskelvalve, 20 mm breit
SL narrow muscle blade, 20 mm wide

Artikelnummer Article Number	Tiefe Depth	Farbe Color	Set Set
MB1-10-862-40	40 mm		2
MB1-10-862-50	50 mm		2
MB1-10-862-60	60 mm		2
MB1-10-862-70	70 mm		2
MB1-10-862-80	80 mm		2




SL Valve mit Versatz
SL offset valve

Artikelnummer Article Number	Tiefe Depth	Breite Width	Farbe Color	Set Set
MB1-10-863-60	60 mm	27 mm		2
MB1-10-863-70	70 mm	27 mm		2
MB1-10-863-80	80 mm	22 mm		2





MCC Haken mit Zähnen, schwarz TiAIN beschichtet
MCC hooks, multi toothed, black TiAIN coated



Artikelnummer <i>Article Number</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Zähne <i>Teeth</i>	Set <i>Set</i>
MB1-10-779-55	20 mm	2	0
MB1-10-779-60	30 mm	3	1
MB1-10-779-65	40 mm	4	1
MB1-10-779-70	50 mm	5	1
MB1-10-779-75	60 mm	6	1
MB1-10-779-80	70 mm	7	1
MB1-10-779-81	80 mm	8	0
MB1-10-779-83	90 mm	9	1
MB1-10-779-85	100 mm	10	0
MB1-10-779-91	180 mm	18	0

MCC Haken, schwarz TiAIN beschichtet
MCC hooks, black TiAIN coated



Artikelnummer <i>Article Number</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Set <i>Set</i>
MB1-10-779-05	20 mm	0
MB1-10-779-10	30 mm	1
MB1-10-779-15	40 mm	1
MB1-10-779-20	50 mm	1
MB1-10-779-25	60 mm	1
MB1-10-779-30	70 mm	1
MB1-10-779-35	80 mm	0
MB1-10-779-38	90 mm	1
MB1-10-779-40	100 mm	0
MB1-10-779-46	180 mm	0

MB1-20-968-92

Siebkorb mit 2 Einsätzen und Deckel (ohne Instrumente) für SL-Set (MCC), Maße in mm: 540 x 253 x 100
Tray with 2 inserts and lid (without instruments) for SL-Set (MCC), dimensions in mm: 540 x 253 x 100


MB1-10-860-00

SL-Set (MCC), Lumbares Retraktionsset mit Siebkorb
 SL-Set (MCC), Lumbar Retractor Set with tray

Kategorie Category	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity
Spreizer Retractor	MB1-10-860-05	1
	MB1-10-860-50	2
Instrumente Instruments	MB1-10-860-60	1
	MB1-10-860-10	1
	MB1-10-860-12	1
	MB1-10-860-14	1
	MB1-10-860-16	1
	MB1-10-860-20	1
	MB1-10-860-25	1
	MB1-10-860-30	1
Absaugrohre Suction tubes	MB1-10-860-40	1
	MB1-10-860-42	1
	MB1-10-860-44	1
	MB1-10-860-46	1
Valven Blades	MB1-10-861-40	2
	MB1-10-861-50	2
	MB1-20-861-60	2
	MB1-10-861-70	2
	MB1-10-861-80	2
	MB1-10-862-40	2
	MB1-10-862-50	2
	MB1-10-862-60	2
	MB1-10-862-70	2
	MB1-10-862-80	2
	MB1-10-863-60	2
	MB1-10-863-70	2
MB1-10-863-80	2	

Kategorie Category	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity
Haken Hooks	MB1-10-779-60	1
	MB1-10-779-65	1
	MB1-10-779-70	1
	MB1-10-779-75	1
	MB1-10-779-80	1
	MB1-10-779-83	1
	MB1-10-779-10	1
	MB1-10-779-15	1
	MB1-10-779-20	1
	MB1-10-779-25	1
	MB1-10-779-30	1
MB1-10-779-38	1	
Siebkorb Tray	MB1-20-968-92	1




Das könnte Sie auch interessieren | *This could also interest you*



Kopfhaltungssystem
Cranial stabilization system



Power tools
Power tools



Neue Produktdatenbank!

New product database!

Lernen Sie unsere Produkte mit Hilfe unserer neuen Produktdatenbank kennen.

Get to know our products with our new product database.

Änderungen der technischen Angaben und Maße liegen in unserem Ermessen. Modelländerungen vorbehalten. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf dieses Printmedium weder im Gesamten noch auszugsweise kopiert oder nachgedruckt werden.
Changes in technical specifications and dimensions are at our discretion. Subject to modification. Without our explicit written approval this print media may not be copied or reprinted as a whole or in extracts.

