



bee-system|| & smabo



mb-Power
Sägeblätter
Saw blades





Präzisions-Sägeblätter „Made in Germany“ – gefertigt bei unserem Partner Risa auf modernsten Schleifmaschinen. Erhältlich in vielfältigen Varianten – passend für bee-systemII und smabo.

Medical bees steht für höchste Qualität, Schnelligkeit und Effizienz. Wir finden für Sie die technisch und wirtschaftlich optimalste Lösung. Sprechen Sie uns an, um das komplette medical bees Produktprogramm kennenzulernen! Weitere Informationen erhalten Sie auf: medical-bees.de oder per E-Mail über sales@medical-bees.de.

Precision saw blades 'Made in Germany' - manufactured by our partner Risa on state-of-the-art grinding machines.

Available in a wide range of variants - suitable for bee-systemII and smabo.

Medical bees stands for the highest quality, speed and efficiency. We will find the most technically and economically optimised solution for you. Contact us to find out more about the complete medical bees product programme! Further information is available at medical-bees.de or by e-mail at sales@medical-bees.de.

1 Synthes Anschluss | Synthes connection

Oszillierende Säge (bee-systemII) 4-12
Oscillating saw (bee-systemII)

2 Stryker Anschluss | Stryker connection

Oszillierende Säge (bee-systemII) 13-17
Oscillating saw (bee-systemII)

Oszillierende Säge (smabo) 18-22
Oscillating saw (smabo)

Sternum-/Stichsäge (bee-systemII) 23
Sternum/Reciprocating saw (bee-systemII)

made in GERMANY

Sägeblätter Saw blades

Sägeblätter

Alle Sägeblätter werden in Verpackungseinheiten zu je 10 Stück verkauft. Die von medical bees angebotenen Sägeblätter werden von der RISA GmbH in Deutschland hergestellt.


Wir bieten sowohl diamantgeschliffene als auch geschränkte Sägezähne für verschiedene Indikationen an.

Saw blades


All saw blades are sold in packaging units of 10 pieces. The saw blades distributed by medical bees are manufactured by RISA GmbH in Germany.

We offer both diamond polished and crossed saw teeth for various indications.





Sägeblätter für bee-systemII Sägen | Saw blades for bee-systemII saws



Synthes Anschluss oszillierende Säge | *Synthes connection oscillating saw*

Zähne diamantgeschliffen

90-120 mm Länge, 19-22 mm Breite, 0,89 mm-1,47 mm Dicke
90-120 mm Länge, 25-31 mm Breite, 0,89 mm-1,47 mm Dicke
50-100 mm Länge, 13-19 mm Breite, 0,89 mm-1,47 mm Dicke
50-110 mm Länge, 25 mm Breite, 0,89 mm-1,47 mm Dicke

Zähne geschränkt


18-68 mm Länge, 4,0-15 mm Breite, 0,4-0,6 mm Dicke
48-95 mm Länge, 22-50 mm Breite, 0,4-1,2 mm Dicke

Diamond polished teeth

90-120 mm length, 19-22 mm width, 0.89 mm-1.47 mm thick
90-120 mm length, 25-31 mm width, 0.89 mm-1.47 mm thick
50-100 mm length, 13-19 mm width, 0.89 mm-1.47 mm thick
50-110 mm length, 25 mm width, 0.89mm-1.47 mm thick

Crossed teeth

18-68mm length, 4.0-15 mm width, 0.4-0.6 mm thick
48-95mm length, 22-50mm width, 0.4-1.2 mm thick



Stryker Anschluss oszillierende Säge | *Stryker connection oscillating saw*

Zähne diamantgeschliffen

75-100 mm Länge, 13-19 mm Breite, 0,89 mm-1,47 mm Dicke
75-100 mm Länge 25-31 mm Breite, 0,89 mm-1,47 mm Dicke

Zähne geschränkt


24-34 mm Länge, 9 mm Breite, 0,4-0,6 mm Dicke
48-68 mm Länge, 14-27 mm Breite, 0,4-0,8 mm Dicke

Diamond polished teeth

75-100 mm length, 13-19 mm width, 0.89 mm-1.47 mm thick
75-100 mm length, 25-31 mm width, 0.89mm-1.47 mm thick

Crossed teeth

24-34 mm length, 9 mm width, 0.4-0.6 mm thick
48-68 mm length, 14-27 mm width, 0.4-0.8 mm thick



Stryker Anschluss Sternum Säge | *Stryker connection sternum saw*


Zähne geschränkt

32 mm Länge, 0,8 mm Dicke
60 mm Länge, 0,6 mm Dicke

Crossed teeth

32 mm length, 0.8 mm thick
60 mm length, 0.6 mm thick

Sägeblätter für smabo Sägen | Saw blades for smabo saws




Stryker Anschluss für oszillierenden Sägeaufsatz | *Stryker connection for oscillating saw attachment*

Zähne geschränkt

11,5 – 45 mm Länge, 5,5 – 20,0 mm Breite, 0,4 - 0,7 mm Dicke

Crossed teeth


11.5 - 45 mm length, 5.5 - 20.0 mm width, 0.4 - 0.7 mm thickness

**bee-systemll**

Oszillierende Säge (bee-systemll) | Oscillating saw (bee-systemll)


distributed by
medicalbees
System-driven Surgery

Synthes Anschluss | Synthes-coupling




Sägeblatt 50 x 13 mm
Saw blade 1.969 x 0.512 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-06	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	13 mm 0.512 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-350-07	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	13 mm 0.512 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-350-08	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	13mm 0.512 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-350-09	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	13mm 0.512 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-350-10	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	13 mm 0.512 in	1,37 mm 0.054 in
IF-30-350-11	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	13mm 0.512 in	1,47 mm 0.058 in




Sägeblatt 70 x 13 mm
Saw blade 2.756 x 0.512 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-00	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	13 mm 0.512 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-350-01	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	13 mm 0.512 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-350-02	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	13mm 0.512 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-350-03	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	13mm 0.512 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-350-04	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	13 mm 0.512 in	1,37 mm 0.054 in
IF-30-350-05	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	13mm 0.512 in	1,47 mm 0.058 in



Sägeblatt 50 x 19 mm
Saw blade 1.969 x 0.748 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-30	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	19 mm 0.748 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-350-31	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	19 mm 0.748 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-350-32	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	19 mm 0.748 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-350-33	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	19 mm 0.748 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-350-34	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	19 mm 0.748 in	1,37 mm 0.054 in
IF-30-350-35	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	19 mm 0.748 in	1,47 mm 0.058 in




Synthes Anschluss | Synthes-coupling




Sägeblatt 70 x 19 mm
Saw blade 2.756 x 0.748 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-18	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	19 mm 0.748 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-350-19	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	19 mm 0.748 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-350-20	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	19 mm 0.748 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-350-21	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	19 mm 0.748 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-350-22	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	19 mm 0.748 in	1,37 mm 0.054 in
IF-30-350-23	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	19 mm 0.748 in	1,47 mm 0.058 in




Sägeblatt 100 x 19 mm
Saw blade 3.937 x 0.748 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-24	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	19 mm 0.748 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-350-25	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	19 mm 0.748 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-350-26	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	19 mm 0.748 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-350-27	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	19 mm 0.748 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-350-28	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	19 mm 0.748 in	1,37 mm 0.054 in
IF-30-350-29	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	19 mm 0.748 in	1,47 mm 0.058 in



Sägeblatt 105 x 19 mm
Saw blade 4.134 x 0.748 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-36	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	105 mm 4.134 in	19 mm 0.748 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-350-37	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	105 mm 4.134 in	19 mm 0.748 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-350-38	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	105 mm 4.134 in	19 mm 0.748 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-350-39	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	105 mm 4.134 in	19 mm 0.748 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-350-40	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	105 mm 4.134 in	19 mm 0.748 in	1,37 mm 0.054 in
IF-30-350-41	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	105 mm 4.134 in	19 mm 0.748 in	1,47 mm 0.058 in




bee-systemll


Oszillierende Säge (bee-systemll) | Oscillating saw (bee-systemll)

distributed by
medicalbees
System-driven Surgery


Synthes Anschluss | Synthes-coupling

Sägeblatt 110 x 19 mm
Saw blade 4.30 x 0.748 in


Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-42	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	110 mm 4.30 in	19 mm 0.748 in	1,00 mm 0.039 in

Sägeblatt 90 x 22 mm
Saw blade 3.543 x 0.866 in


Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-43	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	22 mm 0.866 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-350-44	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	22 mm 0.866 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-350-45	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	22 mm 0.866 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-350-46	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	22 mm 0.866 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-350-47	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	22 mm 0.866 in	1,37 mm 0.054 in
IF-30-350-48	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	22 mm 0.866 in	1,47 mm 0.058 in

Sägeblatt 50 x 25 mm
Saw blade 1.969 x 0.984 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-65	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	25 mm 0.984 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-350-66	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	25 mm 0.984 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-350-67	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	25 mm 0.984 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-350-68	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	25 mm 0.984 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-350-69	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	50 mm 1.969 in	25 mm 0.984 in	1,47 mm 0.058 in




Synthes Anschluss | Synthes-coupling




Sägeblatt 70 x 25 mm
Saw blade 2.756 x 0.984 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-55	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	25 mm 0.984 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-350-56	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	25 mm 0.984 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-350-57	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	25 mm 0.984 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-350-58	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	25 mm 0.984 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-350-59	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	70 mm 2.756 in	25 mm 0.984 in	1,47 mm 0.058 in




Sägeblatt 90 x 25 mm
Saw blade 3.543 x 0.984 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-49	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	25 mm 0.984 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-350-50	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	25 mm 0.984 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-350-51	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	25 mm 0.984 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-350-52	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	25 mm 0.984 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-350-53	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	25 mm 0.984 in	1,37 mm 0.054 in
IF-30-350-54	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	25 mm 0.984 in	1,47 mm 0.058 in



Sägeblatt 100 x 25 mm
Saw blade 3.937 x 0.984 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-60	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	25 mm 0.984 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-350-61	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	25 mm 0.984 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-350-62	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	25 mm 0.984 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-350-63	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	25 mm 0.984 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-350-64	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	25 mm 0.984 in	1,47 mm 0.058 in




bee-systemll


Oszillierende Säge (bee-systemll) | Oscillating saw (bee-systemll)

distributed by
medicalbees
System-driven Surgery


Synthes Anschluss | Synthes-coupling

Sägeblatt 105 x 25 mm
Saw blade 4.134 x 0.984 in


Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-70	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	105 mm 4.134 in	25 mm 0.984 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-350-71	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	105 mm 4.134 in	25 mm 0.984 in	1,27 mm 0.050 in

Sägeblatt 90 x 31 mm
Saw blade 3.543 x 1.220 in


Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-350-72	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	31 mm 1.220 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-350-73	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	31 mm 1.220 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-350-74	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	31 mm 1.220 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-350-75	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	31 mm 1.220 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-350-76	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	31 mm 1.220 in	1,37 mm 0.054 in
IF-30-350-77	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	31 mm 1.220 in	1,47 mm 0.058 in

Sägeblatt 18 x 4 mm
Saw blade 0.709 x 0.157 in


Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-30-350-78	Zähne geschränkt Teeth crossed	18 mm 0.709 in	4 mm 0.157 in	0,3 mm 0.012 in	0,4 mm 0.016 in

Sägeblatt 27 x 6 mm
Saw blade 1.063 x 0.236 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-30-350-79	Zähne geschränkt Teeth crossed	27 mm 1.063 in	6 mm 0.236 in	0,4 mm 0.016 in	0,6 mm 0.024 in




Synthes Anschluss | Synthes-coupling




Sägeblatt 25 x 10 mm
 Saw blade 0.984 x 0.394 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-30-350-80	Zähne geschränkt Teeth crossed	25 mm 0.984 in	10 mm 0.394 in	0,4 mm 0.016 in	0,6 mm 0.024 in



Sägeblatt 23 x 14 mm
 Saw blade 0.906 x 0.551 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-30-350-81	Zähne geschränkt Teeth crossed	23 mm 0.906 in	14 mm 0.551 in	0,4 mm 0.016 in	0,6 mm 0.024 in




Sägeblatt 48 x 14 mm
 Saw blade 1.890 x 0.551 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-30-350-82	Zähne geschränkt Teeth crossed	48 mm 1.890 in	14 mm 0.551 in	0,4 mm 0.016 in	0,66 mm 0.026 in



Sägeblatt 68 x 15 mm
 Saw blade 2.677 x 0.590 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-30-350-83	Zähne geschränkt Teeth crossed	68 mm 2.677 in	15 mm 0.590 in	0,6 mm 0.024 in	0,8 mm 0.032 in


bee-systemll


 Oszillierende Säge (bee-systemll) | *Oscillating saw (bee-systemll)*

 distributed by
medicalbees
 System-driven Surgery


Synthes Anschluss | *Synthes-coupling*


Sägeblatt 95 x 22 mm
Saw blade 3.740 x 0.866 in


Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Nutzlänge <i>Depth of cut</i>	Breite <i>Width</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Schnittstärke <i>Cutting thickness</i>
IF-30-350-84	Zähne geschränkt <i>Teeth crossed</i>	95 mm 3.740 in	22 mm 0.866 in	1,2 mm 0.047 in	1,3 mm 0.051 in


Sägeblatt 48 x 27 mm
Saw blade 1.890 x 1.063 in


Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Nutzlänge <i>Depth of cut</i>	Breite <i>Width</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Schnittstärke <i>Cutting thickness</i>
IF-30-350-85	Zähne geschränkt <i>Teeth crossed</i>	48 mm 1.890 in	27 mm 1.063 in	0,4 mm 0.016 in	0,65 mm 0.026 in


Sägeblatt 68 x 27 mm
Saw blade 2.677 x 1.063 in

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Nutzlänge <i>Depth of cut</i>	Breite <i>Width</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Schnittstärke <i>Cutting thickness</i>
IF-30-350-86	Zähne geschränkt <i>Teeth crossed</i>	68 mm 2.677 in	27 mm 1.063 in	0,6 mm 0.024 in	0,8 mm 0.032 in
IF-30-350-87	Zähne geschränkt <i>Teeth crossed</i>	68 mm 2.677 in	27 mm 1.063 in	0,8 mm 0.032 in	1,0 mm 0.039 in
IF-30-350-88	Zähne geschränkt <i>Teeth crossed</i>	68 mm 2.677 in	27 mm 1.063 in	1,0 mm 0.039 in	1,2 mm 0.047 in




Synthes Anschluss | Synthes-coupling



Sägeblatt 71 x 50 mm
 Saw blade 2.795 x 1.969 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-30-350-89	Zähne geschränkt Teeth crossed	71 mm 2.795 in	50 mm 1.969 in	0,6 mm 0.024 in	0,75 mm 0.030 in

Alle Sägeblätter werden in Verpackungseinheiten zu je 10 Stück verkauft. |
 All saw blades are sold in packaging units of 10 pieces.




bee-systemll

Oszillierende Säge (bee-systemll) | Oscillating saw (bee-systemll)


distributed by
medicalbees
System-driven Surgery

Stryker Anschluss | Stryker-coupling

**Sägeblatt 60 x 13 mm**


Saw blade 2.362 x 0.512 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-360-14	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	60 mm 2.362 in	13 mm 0.512 in	0,89 mm 0.035 in

**Sägeblatt 75 x 13 mm**


Saw blade 2.953 x 0.512 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-360-15	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	75 mm 2.953 in	13 mm 0.512 in	1,27 mm 0.050 in

**Sägeblatt 90 x 13 mm**


Saw blade 3.543 x 0.512 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-360-08	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	13 mm 0.512 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-360-09	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	13 mm 0.512 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-360-10	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	13 mm 0.512 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-360-11	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	13 mm 0.512 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-360-12	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	13 mm 0.512 in	1,37 mm 0.054 in
IF-30-360-13	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	13 mm 0.512 in	1,47 mm 0.058 in

**Sägeblatt 100 x 13 mm**

Saw blade 3.937 x 0.512 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-360-16	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	13 mm 0.512 in	1,37 mm 0.054 in



Stryker Anschluss | Stryker-coupling



Sägeblatt 75 x 19 mm
Saw blade 2.953 x 0.748 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-360-22	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	75 mm 2.953 in	19 mm 0.748 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-360-23	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	75 mm 2.953 in	19 mm 0.748 in	1,19 mm 0.047 in




Sägeblatt 90 x 19 mm
Saw blade 3.543 x 0.748 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-360-17	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	19 mm 0.748 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-360-18	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	19 mm 0.748 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-360-19	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	19 mm 0.748 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-360-20	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	19 mm 0.748 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-360-21	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	19 mm 0.748 in	1,37 mm 0.054 in




Sägeblatt 100 x 19 mm
Saw blade 3.937 x 0.748 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-360-24	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	19 mm 0.748 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-360-25	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	19 mm 0.748 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-360-26	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	19 mm 0.748 in	1,27 mm 0.050 in



Sägeblatt 75 x 25 mm
Saw blade 2.953 x 0.984 in


Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-360-33	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	75 mm 2.953 in	25 mm 0.984 in	1,27 mm 0.050 in


bee-systemll

Oszillierende Säge (bee-systemll) | Oscillating saw (bee-systemll)


 distributed by
medicalbees
 System-driven Surgery

Stryker Anschluss | Stryker-coupling




Sägeblatt 90 x 25 mm
 Saw blade 3.543 x 0.984 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-360-27	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	25 mm 0.984 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-360-28	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	25 mm 0.984 in	1,00 mm 0.039 in
IF-30-360-29	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	25 mm 0.984 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-360-30	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	25 mm 0.984 in	1,27 mm 0.050 in
IF-30-360-31	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	25 mm 0.984 in	1,37 mm 0.054 in
IF-30-360-32	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	25 mm 0.984 in	1,47 mm 0.058 in




Sägeblatt 100 x 25 mm
 Saw blade 3.937 x 0.984 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-360-34	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	25 mm 0.984 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-360-35	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	100 mm 3.937 in	25 mm 0.984 in	1,27 mm 0.050 in




Sägeblatt 75 x 31 mm
 Saw blade 2.953 x 1.220 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-360-37	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	75 mm 2.953 in	31 mm 1.220 in	0,89 mm 0.035 in
IF-30-360-38	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	75 mm 2.953 in	31 mm 1.220 in	1,19 mm 0.047 in
IF-30-360-39	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	75 mm 2.953 in	31 mm 1.220 in	1,27 mm 0.050 in



Stryker Anschluss | Stryker-coupling



Sägeblatt 90 x 31 mm
 Saw blade 3.543 x 1.220 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness
IF-30-360-36	Zähne diamantgeschliffen Teeth diamond polished	90 mm 3.543 in	31 mm 1.220 in	1,19 mm 0.047 in




Sägeblatt 24 x 9 mm
 Saw blade 0.945 x 0.354 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-30-360-01	Zähne geschränkt Teeth crossed	24 mm 0.945 in	9 mm 0.354 in	0,4 mm 0.016 in	0,64 mm 0.025 in
IF-30-360-02	Zähne geschränkt Teeth crossed	24 mm 0.945 in	9 mm 0.354 in	0,6 mm 0.024 in	0,8 mm 0.032 in




Sägeblatt 34 x 9 mm
 Saw blade 1.339 x 0.354 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-30-360-03	Zähne geschränkt Teeth crossed	34 mm 1.339 in	9 mm 0.354 in	0,4 mm 0.016 in	0,64 mm 0.025 in
IF-30-360-04	Zähne geschränkt Teeth crossed	34 mm 1.339 in	9 mm 0.354 in	0,6 mm 0.024 in	0,8 mm 0.032 in



Sägeblatt 48 x 14 mm
 Saw blade 1.890 x 0.551 in


Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-30-360-05	Zähne geschränkt Teeth crossed	48 mm 1.890 in	14 mm 0.551 in	0,4 mm 0.016 in	0,66 mm 0.026 in
IF-30-360-06	Zähne geschränkt Teeth crossed	48 mm 1.890 in	14 mm 0.551 in	0,6 mm 0.024 in	0,8 mm 0.032 in


bee-systemll

 Oszillierende Säge (bee-systemll) | *Oscillating saw (bee-systemll)*


 distributed by
medicalbees
 System-driven Surgery

Stryker Anschluss | *Stryker-coupling*




Sägeblatt 50 x 14 mm
Saw blade 1.969 x 0.551 in

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Nutzlänge <i>Depth of cut</i>	Breite <i>Width</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Schnittstärke <i>Cutting thickness</i>
IF-30-360-07	Zähne geschränkt <i>Teeth crossed</i>	50 mm 1.969 in	14 mm 0.551 in	0,8 mm 0.032 in	1,2 mm 0.047 in



Sägeblatt 48 x 27 mm
Saw blade 1.890 x 1.063 in


Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Nutzlänge <i>Depth of cut</i>	Breite <i>Width</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Schnittstärke <i>Cutting thickness</i>
IF-30-360-40	Zähne geschränkt <i>Teeth crossed</i>	48 mm 1.890 in	27 mm 1.063 in	0,4 mm 0.016 in	0,66 mm 0.026 in




Sägeblatt 68 x 27 mm
Saw blade 2.677 x 1.063 in

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Nutzlänge <i>Depth of cut</i>	Breite <i>Width</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Schnittstärke <i>Cutting thickness</i>
IF-30-360-41	Zähne geschränkt <i>Teeth crossed</i>	68 mm 2.677 in	27 mm 1.063 in	0,6 mm 0.024 in	0,8 mm 0.031 in

Alle Sägeblätter werden in Verpackungseinheiten zu je 10 Stück verkauft. |
All saw blades are sold in packaging units of 10 pieces.




Stryker Anschluss | Stryker-coupling




Sägeblatt 11,5 x 5,5 mm
Saw blade 0.453 x 0.217 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-01	Zähne geschränkt Teeth crossed	11,5 mm 0.453 in	5,5 mm 0.217 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in




Sägeblatt 15 x 5,5 mm
Saw blade 0.591 x 0.217 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-02	Zähne geschränkt Teeth crossed	15 mm 0.591 in	5,5 mm 0.217 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in




Sägeblatt 18 x 5,5 mm
Saw blade 0.709 x 0.217 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-03	Zähne geschränkt Teeth crossed	18 mm 0.709 in	5,5 mm 0.217 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in




Sägeblatt 25 x 5,5 mm
Saw blade 0.984 x 0.217 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-04	Zähne geschränkt Teeth crossed	25 mm 0.984 in	5,5 mm 0.217 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in



Sägeblatt 15 x 7 mm
Saw blade 0.591 x 0.276 in


Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-05	Zähne geschränkt Teeth crossed	15 mm 0.591 in	7 mm 0.276 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in


smabo

Oszillierende Säge (smabo) | Oscillating saw (smabo)

 distributed by
medicalbees
 System-driven Surgery

Stryker Anschluss | Stryker-coupling



Sägeblatt 18,5 x 7 mm
 Saw blade 0.728 x 0.276 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-06	Zähne geschränkt Teeth crossed	18,5 mm 0.728 in	7 mm 0.276 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in




Sägeblatt 29,5 x 7 mm
 Saw blade 1.161 x 0.276 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-07	Zähne geschränkt Teeth crossed	29,5 mm 1.161 in	7 mm 0.276 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in
IF-20-350-08	Zähne geschränkt Teeth crossed	29,5 mm 1.161 in	7 mm 0.276 in	0,5 mm 0.016 in	0,6 mm 0.020 in




Sägeblatt 11,5 x 9 mm
 Saw blade 0.453 x 0.354 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-09	Zähne geschränkt Teeth crossed	11,5 mm 0.453 in	9 mm 0.354 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in




Sägeblatt 18,5 x 9 mm
 Saw blade 0.728 x 0.354 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-10	Zähne geschränkt Teeth crossed	18,5 mm 0.728 in	9 mm 0.354 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in




Stryker Anschluss | Stryker-coupling



Sägeblatt 25 x 9 mm
Saw blade 0.984 x 0.354 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-11	Zähne geschränkt Teeth crossed	25 mm 0.984 in	9 mm 0.354 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in
IF-20-350-12	Zähne geschränkt Teeth crossed	25 mm 0.984 in	9 mm 0.354 in	0,5 mm 0.016 in	0,6 mm 0.020 in



Sägeblatt 31 x 9 mm
Saw blade 1.220 x 0.354 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-13	Zähne geschränkt Teeth crossed	31 mm 1.220 in	9 mm 0.354 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in
IF-20-350-14	Zähne geschränkt Teeth crossed	31 mm 1.220 in	9 mm 0.354 in	0,5 mm 0.016 in	0,6 mm 0.020 in




Sägeblatt 35 x 9 mm
Saw blade 1.378 x 0.354 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-16	Zähne geschränkt Teeth crossed	35 mm 1.378 in	9 mm 0.354 in	0,4 mm 0.016 in	0,6 mm 0.024 in
IF-20-350-15	Zähne geschränkt Teeth crossed	35 mm 1.378 in	9 mm 0.354 in	0,6 mm 0.024 in	0,8 mm 0.031 in



Sägeblatt 31 x 9 mm
Saw blade 1.220 x 0.354 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-17	Zähne geschränkt Teeth crossed	31 mm 1.220 in	9 mm 0.354 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in
IF-20-350-18	Zähne geschränkt Teeth crossed	31 mm 1.220 in	9 mm 0.354 in	0,5 mm 0.016 in	0,6 mm 0.020 in


smabo

Oszillierende Säge (smabo) | Oscillating saw (smabo)

 distributed by
medicalbees
 System-driven Surgery

Stryker Anschluss | Stryker-coupling



Sägeblatt 34,5 x 12 mm
 Saw blade 1.358 x 0.472 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-19	Zähne geschränkt Teeth crossed	34,5 mm 1.358 in	12 mm 0.472 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in
IF-20-350-20	Zähne geschränkt Teeth crossed	34,5 mm 1.358 in	12 mm 0.472 in	0,5 mm 0.016 in	0,6 mm 0.020 in



Sägeblatt 34,5 x 13 mm
 Saw blade 1.358 x 0.512 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-21	Zähne geschränkt Teeth crossed	34,5 mm 1.358 in	13 mm 0.512 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in




Sägeblatt 39 x 13 mm
 Saw blade 1.535 x 0.512 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-22	Zähne geschränkt Teeth crossed	39 mm 1.535 in	13 mm 0.512 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in



Sägeblatt 42 x 13 mm
 Saw blade 1.654 x 0.512 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-23	Zähne geschränkt Teeth crossed	42 mm 1.654 in	13 mm 0.512 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in




Stryker Anschluss | Stryker-coupling




Sägeblatt 34,5 x 16,5 mm
Saw blade 1.358 x 0.650 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-24	Zähne geschränkt Teeth crossed	34,5 mm 1.358 in	16,5 mm 0.650 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in



Sägeblatt 41 x 19,5 mm
Saw blade 1.614 x 0.768 in


Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-25	Zähne geschränkt Teeth crossed	41 mm 1.614 in	19,5 mm 0.768 in	0,4 mm 0.016 in	0,5 mm 0.020 in



Sägeblatt 45 x 20 mm
Saw blade 1.772 x 0.787 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Breite Width	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-20-350-26	Zähne geschränkt Teeth crossed	45 mm 1.772 in	20 mm 0.787 in	0,7 mm 0.028 in	0,9 mm 0.035 in

Alle Sägeblätter werden in Verpackungseinheiten zu je 10 Stück verkauft. |
All saw blades are sold in packaging units of 10 pieces.



bee-systemII

Sternum-/Stichsäge (bee-systemII) | Sternum/Reciprocating saw (bee-systemII)


distributed by
medicalbees
System-driven Surgery

Stryker Anschluss | Stryker-coupling



Sägeblatt zur Verwendung mit Schutzaufsatz der bee-systemII Sternum-/Stichsäge (F-31-601-00).


Saw blade for use with the protection cap of the bee-systemII Sternum/Reciprocating saw (F-31-601-00).



Sägeblatt 32 mm
Saw blade 1.260 in

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Nutzlänge Depth of cut	Dicke Thickness	Schnittstärke Cutting thickness
IF-30-450-01	Zähne geschränkt Teeth crossed	32 mm 1.260 in	0,8 mm 0.032 in	1,05 mm 0.041 in

Alle Sägeblätter werden in Verpackungseinheiten zu je 10 Stück verkauft. |
All saw blades are sold in packaging units of 10 pieces.




Stryker Anschluss | Stryker-coupling



Sägeblatt zur Verwendung ohne Schutzaufsatz der bee-systemII Sternum-/Stichsäge (F-31-601-00).


Saw blade for use without the protection cap of the bee-systemII Sternum/Reciprocating saw (F-31-601-00).



Sägeblatt 60 mm
Saw blade 2.362 in

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Nutzlänge <i>Depth of cut</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Schnittstärke <i>Cutting thickness</i>
IF-30-450-02	Zähne geschränkt <i>Teeth crossed</i>	60 mm 2.362 in	0,6 mm 0.024 in	1,0 mm 0.039 in

Alle Sägeblätter werden in Verpackungseinheiten zu je 10 Stück verkauft. |
All saw blades are sold in packaging units of 10 pieces.




Das könnte Sie auch interessieren | *This could also interest you*

distributed by
medical bees
System-driven Surgery



Power tools
Power tools




Power tools Equipment
Power tools equipment



Spine Systeme
Spine Systems

Änderungen der technischen Angaben und Maße liegen in unserem Ermessen. Modelländerungen vorbehalten. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf dieses Printmedium weder im Gesamten noch auszugsweise kopiert oder nachgedruckt werden.
Changes in technical specifications and dimensions are at our discretion. Subject to modification. Without our explicit written approval this print media may not be copied or reprinted as a whole or in extracts.



Immer up to date

Die aktuellen Informationen zu unseren über 7000 verschiedenen Produkten finden Sie immer auf unserer Webseite.
Besuchen Sie: www.medical-bees.de

Always up to date

You can find the latest information about our over 7000 different products on our website.
Visit: www.medical-bees.de



medical bees GmbH

Friedrich-Wöhler-Straße 13
D-78576 Emmingen

☎ +49 (7465) 929 831
☎ +49 (7465) 929 831 1
✉ info@medical-bees.de



Risa GmbH

Industriestraße 7
D-78234 Engen

☎ +49 (7733) 9423 0
☎ +49 (7733) 9423 20
✉ info@risa-germany.eu