




mb-Spine

MX-Tube System

MX-Tube system





Ihre Adresse für chirurgisches Qualitätsinstrumentarium „Made in Germany“, hergestellt an unserem Standort in Emmingen bei Tuttlingen.

Die Produkte von medical bees sind CE-zertifiziert und tragen das CE-Kennzeichen. Für Informationen zu länderspezifischen Zulassungen wenden Sie sich bitte an sales@medical-bees.de.

Medical bees steht für höchste Qualität, Schnelligkeit und Effizienz. Wir finden für Sie die technisch und wirtschaftlich optimalste Lösung. Sprechen Sie uns an, um das komplette medical bees Produktprogramm kennenzulernen! Weitere Informationen erhalten Sie auf: medical-bees.de oder per E-Mail über sales@medical-bees.de.

Your address for quality surgical instruments 'Made in Germany', manufactured at our site in Emmingen near Tuttlingen.

The products from medical bees are CE-certified and labelled with the CE mark. For information on country-specific registrations, please contact sales@medical-bees.de.

Medical bees stands for the highest quality, speed and efficiency. We will find the most technically and economically optimised solution for you. Contact us to find out more about the complete medical bees product programme! Further information is available at medical-bees.de or by e-mail at sales@medical-bees.de.

1 MX-Tube System	3-4
<i>MX-Tube system</i>	
2 MX-Tubes und Tube Instrument	5
<i>MX-Tubes and tube instrument</i>	
3 MX-Dilatatoren, kanüliert	6
<i>MX-Dilators, cannulated</i>	
4 MX-Tube Komponenten	7
<i>MX-Tube components</i>	

made in GERMANY

MX-Tube System


MX-Tube system

Das komplette System besteht aus Tubes mit einem Durchmesser von 25mm, in den Längen von 40 bis 90 mm und kanülierten Dilatatoren mit einem Durchmesser von 5,3 bis 24,8 mm für die anschließende Dilatation

- Die Tubes werden über das Öffnungsinstrument positioniert
- Ein spezieller Retraktionsarm zum Halten der Tubes ist erhältlich
- Alle Instrumente sind in einem System kombiniert, um die Anwendung zu erleichtern
- Spezielles Design für muskelschonende Techniken

The complete system consists of spine tubes with a diameter of 25 mm in lengths from 40 to 90 mm and cannulated dilators with a diameter of 5.3 to 24.8 mm for subseqal dilation

- *The tubes are positioned via the opener instrument*
- *A special retraction arm to hold the tubes is available*
- *All instruments combined in one system for ease of use*
- *Special design for muscle-sparing techniques*





Das MX-Tube System

Die Vorteile des Systems:

- Alle Instrumente in einem Siebkorb.
- Die Siebkorbeinsätze sind speziell beschichtet, um empfindliche Instrumente während des Transports und der Sterilisation zu schützen.
- Alles in einem: Für alle expandierbaren MX-Tubes ist nur ein Öffnungs-/Schließinstrument erforderlich. Ein 25-mm-MX-Tube lässt sich auf eine 40-mm-Öffnung expandieren und gewährleistet so einen hervorragenden Zugang zum Operationsgebiet.
- Ein extra langer MX-Tube mit einer Länge/Tiefe von 90 mm ist erhältlich.
- Die Tubes halten die Inzision offen, um das Einführen der chirurgischen Instrumente zu ermöglichen.
- Sobald der Tube gezogen ist, gehen die Muskelfasern wieder in ihre ursprüngliche Position.




Oben | Top


The MX-Tube system

The benefits of the system

- All instruments in one tray.
- The inserts of the trays are specially coated to protect delicate instruments during transport and sterilization.
- All in one: Only one opening/closing instrument is necessary for all expandable MX-Tubes, a 25mm MX-Tube expands to a 40mm opening, ensuring excellent access to the operation area.
- An extra-long MX-Tube with a length/depth of 90mm is available.
- The tubes hold the incision open to allow introduction of surgical instruments.
- Once the tube is withdrawn, the separated muscle fibers go back in position.




Unten | Bottom



MX-Tube System | MX-Tube system

SST

Edelstahl | Stainless steel



MB1-10-900-00 Komplettes MX-Tube System einschließlich der folgenden Komponenten: <i>Complete MX-Tube system including the following components:</i>			
System-Inhalt <i>System content</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-10-902-40	MX-Tube, spreizbarer Retraktor (Ø 25 x 40 mm) MX-Tube, expanding retractor (Ø 25 x 40 mm)	SST	2
MB1-10-902-50	MX-Tube, spreizbarer Retraktor (Ø 25 x 50 mm) MX-Tube, expanding retractor (Ø 25 x 50 mm)	SST	2
MB1-10-902-60	MX-Tube, spreizbarer Retraktor (Ø 25 x 60 mm) MX-Tube, expanding retractor (Ø 25 x 60 mm)	SST	2
MB1-10-902-70	MX-Tube, spreizbarer Retraktor (Ø 25 x 70 mm) MX-Tube, expanding retractor (Ø 25 x 70 mm)	SST	2
MB1-10-902-80	MX-Tube, spreizbarer Retraktor (Ø 25 x 80 mm) MX-Tube, expanding retractor (Ø 25 x 80 mm)	SST	2
MB1-10-902-90	MX-Tube, spreizbarer Retraktor (Ø 25 x 90 mm) MX-Tube, expanding retractor (Ø 25 x 90 mm)	SST	2
MB1-10-900-20	MX 5,3 mm Dilatator, kanüliert MX 5,3 mm Dilator, cannulated	SST	1
MB1-10-900-25	MX 9,4 mm Dilatator, kanüliert MX 9,4 mm Dilator, cannulated	SST	1
MB1-10-900-30	MX 12,8 mm Dilatator, kanüliert MX 12,8 mm Dilator, cannulated	SST	1
MB1-10-900-35	MX 14,6 mm Dilatator, kanüliert MX 14,6 mm Dilator, cannulated	SST	1
MB1-10-900-40	MX 16,8 mm Dilatator, kanüliert MX 16,8 mm Dilator, cannulated	SST	1
MB1-10-900-45	MX 18,8 mm Dilatator, kanüliert MX 18,8 mm Dilator, cannulated	SST	1
MB1-10-900-50	MX 20,8mm Dilatator, kanüliert MX 20,8 mm Dilator, cannulated	SST	1
MB1-10-900-55	MX 22,8 mm Dilatator, kanüliert MX 22,8 mm Dilator, cannulated	SST	1
MB1-10-900-60	MX 24,8 mm Dilatator, kanüliert MX 24,8 mm Dilator, cannulated	SST	1
MB1-10-901-80	MX-80mm Öffnungs-/Schließinstrument MX-80mm opening/closing instrument	SST	1
MB1-10-900-15	MX-Führungsdraht (Ø 1,6 mm x 305 mm) MX-Guidewire (Ø 1.6 mm x 305 mm)	SST	1
MB2-20-401-10	FixSys Haltearm mit 6-Kant-Schnellkupplung FixSys articulated arm with quick connector	SST	1
MB2-20-400-30	FixSys Schwerlastschienenklemme FixSys table clamp heavy duty	AL + SST	1
MB1-10-900-70	Haltearmaufsatz MX-Tubes Holding arm attachment MX-Tubes	SST	1
MB1-10-900-05	MX-Siebkasten alleine ohne Inhalt MX-Tray alone without contents	SST	1




MX-Tube Retraktor mit verschiedenen Nummern zur leichteren Identifizierung und Skalierung
MX-Tube retractor with different numbers for easier identification and scale

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-10-902-40	MX-Tube, spreizbarer Retraktor (Ø 25 x 40 mm) MX-Tube, expanding retractor (Ø 25 x 40 mm)	SST	2
MB1-10-902-50	MX-Tube, spreizbarer Retraktor (Ø 25 x 50 mm) MX-Tube, expanding retractor (Ø 25 x 50 mm)	SST	2
MB1-10-902-60	MX-Tube, spreizbarer Retraktor (Ø 25 x 60 mm) MX-Tube, expanding retractor (Ø 25 x 60 mm)	SST	2
MB1-10-902-70	MX-Tube, spreizbarer Retraktor (Ø 25 x 70 mm) MX-Tube, expanding retractor (Ø 25 x 70 mm)	SST	2
MB1-10-902-80	MX-Tube, spreizbarer Retraktor (Ø 25 x 80 mm) MX-Tube, expanding retractor (Ø 25 x 80 mm)	SST	2
MB1-10-902-90	MX-Tube, spreizbarer Retraktor (Ø 25 x 90 mm) MX-Tube, expanding retractor (Ø 25 x 90 mm)	SST	2



Öffnungs- und Schließinstrument für die MX-Tubes
Opening and closing instrument for the MX-Tubes


Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-10-901-80	MX-80 mm Öffnungs- und Schließinstrument MX-80mm opening and closing instrument	SST	1



MX-Dilatatoren | MX-Dilators

SST

Edelstahl | Stainless steel



MX Dilatoren, kanüliert, mit verschiedenen Farben zur leichteren Identifizierung und Skalierung
MX Dilators, cannulated, with different colors for easier identification and scale

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Material <i>Material</i>	Farbe <i>Color</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-10-900-20	MX 5,3 mm Dilator, kanüliert <i>MX 5,3 mm Dilator, cannulated</i>	SST	–	1
MB1-10-900-25	MX 9,4 mm Dilator, kanüliert <i>MX 9,4 mm Dilator, cannulated</i>	SST	–	1
MB1-10-900-30	MX 12,8 mm Dilator, kanüliert <i>MX 12,8 mm Dilator, cannulated</i>	SST		1
MB1-10-900-35	MX 14,6 mm Dilator, kanüliert <i>MX 14,6 mm Dilator, cannulated</i>	SST		1
MB1-10-900-40	MX 16,8 mm Dilator, kanüliert <i>MX 16,8 mm Dilator, cannulated</i>	SST		1
MB1-10-900-45	MX 18,8 mm Dilator, kanüliert <i>MX 18,8 mm Dilator, cannulated</i>	SST		1
MB1-10-900-50	MX 20,8mm Dilator, kanüliert <i>MX 20,8 mm Dilator, cannulated</i>	SST		1
MB1-10-900-55	MX 22,8 mm Dilator, kanüliert <i>MX 22,8 mm Dilator, cannulated</i>	SST		1
MB1-10-900-60	MX 24,8 mm Dilator, kanüliert <i>MX 24,8 mm Dilator, cannulated</i>	SST		1

MX-Führungsdraht MX-Guidewire

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-10-900-15	MX-Führungsdraht (Ø 1,6 mm x 305 mm) <i>MX-Guidewire (Ø 1.6 mm x 305 mm)</i>	SST	1




Haltearm für das MX-Tube System
Articulated arm for the MX-Tube system

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB2-20-401-10	FixSys Haltearm mit 6-Kant-Schnellkupplung, 360° drehbar, 3-fach Klemmung FixSys articulated arm with quick connector, 360° rotatable, triple clamping	SST	1




Tischklemme Schwerlast für MX-Tube System
Table clamp heavy duty for MX-Tube system

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB2-20-400-30	FixSys Schwerlastschienenklemme FixSys table clamp heavy duty	AL + SST	1



Haltearmaufsatz für MX-Tubes
Holding arm attachment for MX-Tubes

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-10-900-70	Haltearmaufsatz MX-Tubes Holding arm attachment MX-Tubes	SST	1



Siebkorb mit 2 Einsätzen (ohne Instrumente)
Tray with 2 inserts (without instruments)

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-10-900-05	MX-Siebkasten alleine ohne Inhalt MX-Tray alone without contents	SST	1




Das könnte Sie auch interessieren | This could also interest you



BB-Retractor System
BB-Retractor system




LD-System Caspar
LD-System Caspar



SL-Retractor System
SL-Spine retractor system

Änderungen der technischen Angaben und Maße liegen in unserem Ermessen. Modelländerungen vorbehalten. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf dieses Printmedium weder im Gesamten noch auszugsweise kopiert oder nachgedruckt werden.
Changes in technical specifications and dimensions are at our discretion. Subject to modification. Without our explicit written approval this print media may not be copied or reprinted as a whole or in extracts.



Immer up to date

Die aktuellen Informationen zu unseren über 7000 verschiedenen Produkten finden Sie immer auf unserer Webseite.

Besuchen Sie: www.medical-bees.de

Always up to date

You can find the latest information about our over 7000 different products on our website.

Visit: www.medical-bees.de