



Maximale Flexibilität für den Hydraulikus

Ein Adapter, unzählige Möglichkeiten




Durch den Adapter passen auch alle Aufsätze mit 6-Kantanschluss an den Hydraulikus. Somit können beispielsweise Tubes, Valven, Ringretraktoren, Optiken/Endoskope oder Instrumente an den Hydraulikus adaptiert werden.

mb-Fix
made in GERMANY



Features & Vorteile:

- **6-Kant-Schnellkupplungsadapter** – für eine einfache und flexible Erweiterung des Hydraulikus
- **Erweitert den Funktionsumfang** – Anschluss von Tubes, Klemmen, Ringretraktoren, Valven, usw.
- **Schnell & sicher montiert** – für eine stabile Verbindung und universellen Einsatz im OP
- **Höchste Haltekraft** – gewährleistet einen zuverlässigen Halt und eine stabile Verbindung




Adapter für Hydraulikus

Artikelnummer	Beschreibung	Material	Menge
MB2-20-410-70	Adapter für FixSys System (Hydraulikus), 6-Kant-Schnellkupplungsanschluss	AL + SST	1


Maximum Flexibility for the Hydraulikus

One adapter, endless possibilities




Thanks to the adapter, all attachments with a hexagonal connection can be attached to the Hydraulikus. This means that tubes, blades, ring retractors, Optics/Endoscopes, or instruments, for example, can be attached to the Hydraulikus.

mb-Fix
made in GERMANY



Features & Benefits:

- **Hexagonal quick-connect adapter** – for easy and flexible expansion of the Hydraulikus arm
- **Expands functionality** – connects tubes, clamps, ring retractors, blades, etc.
- **Quick and secure installation** – ensures a stable connection and universal use in the operating room
- **Maximum holding force** – ensures a reliable holding force and a stable connection



Adapter for Hydraulikus

Article number	Description	Material	Quantity
MB2-20-410-70	Adapter for the FixSys system (Hydraulikus), Hexagonal quick-connect fitting	AL + SST	1